

Maiores Incertezas a serem consideradas para cálculo das incertezas de ensaios

Setor Química Analítica



Pipeta 1 mL	0,008 mL
Pipeta 2ml	0,008 mL
Pipeta 3ml	0,008 mL
Pipeta 5ml	0,008 mL
Pipeta 10ml	0,008 mL
Pipeta 15	0,008 mL
Pipeta 20ml	0,008 mL

Balão 25 mL	0,0097 mL
Balão 50 mL	0,013 mL
Balão 100 mL	0,024 mL
Balão 200 mL	0,045 mL
Balão 250 mL	0,054 mL
Balão 500 mL	0,11 mL
Balão 1000 mL	0,23 mL

Proveta 500 mL	0,10 mL
Proveta 1000 mL	0,22 mL

Balança Eletrônica 0,1 a 2 g	0,0002 g
Micropipeta 10 a 100 uL	0,00009 mL
Micropipeta 100 a 1000 uL	0,00063 mL
Micropipeta 500 a 5000 uL	0,032 mL
Micropipeta 1000 a 10000 uL	0,0085 mL