

PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARSENAZO III 0,006%	SETOR: Química Analítica	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas
---	---------------------------------	---

Solução: Arsenazo III 0,006%

Responsável: _____
 Data: _____
 Hora Inicial: _____
 Hora Final: _____

Válida por: 6 meses
 Validade: _____
 Verificado por: _____

SOLUÇÃO ACETATO DE SÓDIO 0,5 M					
Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Acetato de sódio	6,8	g			
Água Deionizada	qsp 100	ml			

SOLUÇÃO ÁCIDO ACÉTICO 3M					
Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Ácido Acético Glacial	171	mL			
Água Deionizada	qsp 1000	ml			

SOLUÇÃO TAMPÃO ÁCIDO ACÉTICO/ACETATO DE SÓDIO 3M pH = 3					
Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Solução Ácido Acético 3M	980	mL			
Solução Acetato de Sódio 0,5M	20	ml			

SOLUÇÃO FLUORETO DE SÓDIO 4 g/L EM TAMPÃO pH 3					
Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Fluoreto de Sódio	0,5	g			
Solução Tampão pH 3	50	ml			

SOLUÇÃO DE ARSENAZO III - 0,006%					
Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Solução Estoque Arsenazo III - 0,3%	10	mL			
Solução NaF 4g/L pH = 3	50	mL			
Sol. Tampão Acetato 3M pH = 3	qsp 500	ml			

EQUIPAMENTOS	
Equipamento	Id. Balança
Balança	