

PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TÓRIO 2 mg/L

SETOR: Química
Analítica

Responsável: _____

Válida por: 3 meses

Data: _____

Validade: _____

Hora Inicial: _____

Verificado por: _____

Hora Final: _____

Conc. Real: _____

REAGENTES PARA TÓRIO 100 mg/L

Reagente	Quantidade	Unidade	Marca	Lote	Validade
Solução 1000 mg/L		mL			

VIDRARIAS PARA TÓRIO 100 mg/L

Identificação	Material	Volume Corrigido (mL)

REAGENTES PARA TÓRIO 2 mg/L

Reagente	Quantidade	Unidade	Data Prep.	Data Valid.
Solução TÓRIO 100 mg/L		ml		
Água Deionizada		ml		

VIDRARIAS PARA TÓRIO 2 mg/L

Identificação	Material	Volume Corrigido (mL)	Incerteza Expandida (mL)

Observações: _____

Responsável pela emissão: Rodrigo Leandro Bonifácio

Nº Revisão: 01

Data de Emissão: 22/02/2014